

## ВКЛАДЫШИ ДЛЯ ТРУБОК

Каждому диаметру трубок соответствуют специальные вкладыши. Вкладыши устанавливаются в держатель насосного сегмента и обеспечивают необходимое положение трубки. Специальные вкладыши для кардиоплегии позволяют устанавливать в одном насосе трубки разных диаметров. Соотношение диаметров трубок – от 1:1 до 8:1.




Описание	№ по каталогу		
<b>Держатель насосного сегмента RP 150 (стандартный для 10-80-00)</b>	10-81-35		
<b>Вкладыши для трубок насосов крови RP 150</b>			
1/4" x 1/16"	красные	10-64-15	
1/4" x 3/32"	желтые	10-64-25	
5/16" x 1/16"			
3/8" x 1/16"	черные	10-64-40	
5/16" x 3/32"			
3/8" x 3/32"	синие	10-64-50	
1/2" x 3/32"	зеленые	10-64-65	
1/8" x 1/16"	фиолетовые	10-64-05	
3/16" x 1/16"	светло-зеленые	10-64-10	
1/2" x 1/16"	серые	10-64-55	
<b>Вкладыши для кардиоплегии для RP 150</b>			
3/16" x 1/16"	светло-серые	1:1	10-64-70
3/16" x 1/16"			
1/4" x 1/16"	светло-	1:1	10-64-71
1/4" x 1/16"	коричневые		
3/16" x 1/16"	белые	2:1	10-64-72
1/8" x 1/16"			
1/4" x 1/16"	голубые	2:1	10-64-74
3/16" x 1/16"			
1/4" x 1/16"	бирюзовые	4:1	10-64-76
1/8" x 1/16"			
17/64" x 1/16"	коричневые	8:1	10-64-78
3/32" x 1/16"			

## ВКЛАДЫШИ ДЛЯ ТРУБОК

### Зажим насосного сегмента Variolock

Разработан специально для удобства установки насосного сегмента. Комплектуется большим набором

вкладышей разного диаметра, в том числе для кардиоплегии.



Описание			№ по каталогу
<b>Зажим Вариолок (Variolock) магистралей крови</b>			10-81-30
<b>Вкладыши для зажима Вариолок</b>			
входят к комплект (10-81-30)	1/4" x 1/16"	красный (маленький)	10-61-73
	1/4" x 3/32"		
	5/16" x 1/16"		
	3/8" x 1/16"		
	5/16" x 3/32"		
	3/8" x 3/32"		
3/8" x 3/32"	синий (большой)	10-61-72	
			1/2" x 1/16"
			1/2" x 3/32"
<b>Вкладыши для зажима Вариолок для кардиоплегии</b>			
дополнительные опции	1/4" x 1/16"	1:1	10-61-91
	1/4" x 1/16"		
	1/4" x 1/16"		
3/16" x 1/16"	2:1	10-61-92	
			1/4" x 1/16"
1/8" x 1/16"	4:1	10-61-93	
			1/8" x 1/16"

### Зажим насосного сегмента для двойного роликового насоса 85 мм

Специально разработан для двойного роликового насоса, позволяет устанавливать трубки диаметром до 5/16" x 1/16"



Описание			№ по каталогу
<b>Зажим магистралей крови (для насоса 85 мм, 10-85-00)</b>			
входит в комплект	1/4" x 1/16"	красный	10-86-56
	1/4" x 3/32"	желтый	10-86-57
	5/16" x 3/32"	черный	10-86-58
дополнительные опции	1/8" x 1/16"	фиолетовый	10-86-55
	3/16" x 1/16"	светло-зеленый	10-86-59